

Service Clientèle

FRANCE : +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com


BELGIUM : +32 27001633, be.orders@cookmedical.com

SWITZERLAND : +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

NOM DU PRODUIT : Roadrunner® Hydrophilic PC Wire Guide - Guide Hydrophile Roadrunner® PC, **DESTINATION :** Les guides sont utilisés pour permettre l'accès urétéral, pour établir une voie d'accès et pour faciliter la mise en place, le remplacement et l'échange de dispositifs médicaux pendant les interventions urologiques et gynécologiques. Les guides HiWire, BiWire et Roadrunner peuvent également être utilisés pour le positionnement et l'échange d'un cathéter dans un uretère tortueux ou coudé, pour franchir un gros calcul en chemin du rein ou dans les cas nécessitant un contrôle amélioré et une radio-opacité élevée. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe IIa, **ORGANISME NOTIFIE :** LRQA 0088, **FABRICANT :** Cook Urological, **MODE D'EMPLOI :** Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical, **REMBOURSEMENT (FRANCE) :** Pris en charge par l'assurance maladie. **DATE DE PUBLICATION :** 2013 Octobre



Naviguez avec assurance.



Roadrunner® PC

GUIDE HYDROPHILE




Naviguez avec assurance.

Il peut être difficile de naviguer dans l'anatomie. Il peut également être difficile de choisir le bon guide. Le guide hydrophile Roadrunner® PC peut être utilisé pour accéder à un uretère plié ou tortueux et pour positionner ou échanger un cathéter. Vous pouvez également utiliser le Roadrunner pour dépasser un gros calcul et établir une voie vers le rein.

Le Roadrunner possède les caractéristiques et les avantages suivants :

- Il dispose d'un revêtement hydrophile pour laisser passer le guide dans une anatomie tortueuse.
- Il dispose d'un contrôle du torque un-à-un pour permettre de placer le guide avec précision.
- Il dispose d'une extrémité en platine qui permet de visualiser le guide sous radioscopie.
- Il dispose d'une âme en nitinol pour permettre d'obtenir une déflexion maximale sans plicature.

Le Roadrunner est disponible dans une configuration de corps standard ou rigide et avec des extrémités angulées, droites ou des doubles extrémités flexibles.



Roadrunner® PC

GUIDE HYDROPHILE

Numéro de commande	Référence produit	Diamètre (inch/mm)	Longueur (cm)	Configuration de l'extrémité	Longueur de l'extrémité (cm)	Revêtement
Guides à corps standard						
G18142	RFPC-035145-0	0,035/0,89	145	droite	7	Slip-Coat®
G17542	RFSPC-035145-0	0,035/0,89	145	droite	3	Slip-Coat
G17539	RFSPC-038145-0	0,038/0,97	145	droite	3	Slip-Coat
Guides à corps standard avec repères à l'encre et revêtement AQ						
G18629	RFSPC-035145-0-I-AQ	0,035/0,89	145	droite	3	AQ®
G17866	RFSPC-038145-0-I-AQ	0,038/0,97	145	droite	3	AQ
Guides à corps rigide*						
G34132	RPC-035145-5	0,035/0,89	145	angulée	8	Slip-Coat
G34130	RPC-038145-5	0,038/0,97	145	angulée	8	Slip-Coat
G34131	RPC-035145-0-5	0,035/0,89	145	droite	8	Slip-Coat
G34129	RPC-038145-0-5	0,038/0,97	145	droite	8	Slip-Coat
Guides à corps rigide – Double extrémité flexible avec repères à l'encre par incréments de 5 cm						
G18792	RSPC-035145-DF-I-AQ	0,035/0,89	145	à double extrémité souple	-	AQ
G18794	RSPC-038145-DF-I-AQ	0,038/0,97	145	à double extrémité souple	-	AQ

*Vendu par boîtes de 5.

Slip-Coat est une marque déposée de Angiotech Biocoatings Corp.